



mediroyal

Orthoses are our passion

# Boa® Fit System för ErixThree® Neuro Axelortos

Detta är två modulsystem som kan appliceras på axelortosen ErixThree® Neuro för att ge avlastning och dynamisk stabilitet. De två systemen har Boa® Fit System integrerade för att ge en individuell justeringsmöjlighet. Systemen appliceras direkt på kardborreytan på ErixThree® Neuro med hjälp av den integrerade NRX® haken på både systemet och infästningarna. Det ger en flexibel möjlighet att placera Boa® systemet och individuellt placera infästningarna.

## NRX945 2-punkts Boa® Fit System för ErixThree® Neuro

Detta system har två infästningar som kan placeras individuellt. Boa® systemet är integrerat på en platta med NRX® hake, och fastsatt med ett carbon-nylonmaterial. Överskjutande hakdel kan klippas vid behov. Systemet har en returpunkt fastsatt på plattan för att skapa två individuella öglor med NRX® hake som infästning. Stålvajern är polymerbelagd som skydd.

Systemet kan placeras över trapezius för avlastning eller över armen för dynamisk stabilitet. Infästningarna på vajern kan placeras individuellt för att uppnå optimal funktionalitet.

NRX945 2-punkts Boa® Fit System för ErixThree® Neuro

Storlek

Universal storlek



NRX945

NRX945

Se sidan 2



BOA®

Boa Fit System







# BOA®

Boa Fit System

## NRX946 3-punkts Boa® Fit System för ErixThree® Neuro

Detta system har tre rörliga infästningar som kan placeras individuellt över hela vajerns längd. Boa® systemet är integrerat på en platta med NRX® hake, och fastsatt med ett carbon-nylonmaterial. Överskjutande hakdel kan klippas vid behov. Systemet har en vajer med tre infästningar som löper utmed hela vajerns längd. Stålvajern är polymerbelagd som skydd.

Systemet kan placeras över trapezius för avlastning eller över armen för dynamisk stabilitet. Infästningarna på vajern kan placeras asymmetriskt för att uppnå optimal funktionalitet och stabilitet för patienten.

NRX946 3-punkts Boa® Fit System för ErixThree® Neuro

Storlek

Universal storlek



Orthoses are our passion

# ALFAcare

Heddalsveien 11, bygg 140  
3674 Notodden  
E-post: [post@alfacare.no](mailto:post@alfacare.no)  
Telefon: 35 02 95 95