


Ortoser



ALFACare

www.alfacare.no



Active Ankle

Fjærlett og komfortabel ankelbeskytter. Effektiv i idretter hvor ankelen er utsatt for overtråkk. Passer begge ben.



MediRoyal Armis Ankle BOA

Krevende aktiviteter krever bærekraftig og funksjonelle løsninger. Den er laget av ballistisk Nylon rip-stop funksjon som kan håndtere de fleste krevende aktiviteter. Utstyrt med BOA Closure System som gjør den rask, stabil og lett.



MediRoyal Fixed Walker

En lett og stabil walker med fikserte metallskinner for effektiv immobilisering av fot og ankel. Den er laget av formstøpt plast og metallskinnene er av aluminium. Walkeren har to borrelåsbånd over foten og tre over leggen som kan justeres individuelt.



Mediroyal MR5410 Hallux Valgus

Hallux Valgus er vanligvis en smertefull tilstand hvor storetåen glir inn mot de andre tærne og skaper hevelse over storetåens grunnledd. Dette båndet bidrar til å holde storetåen på plass.



MediRoyal NightSock

En vanlig behandlingsmetode for plantar fasciitt er å plassere foten i dorsalfleksjon for å strekke plantarfascien. For dette har MediRoyal utviklet en sokk som kan brukes om natten for å plassere foten i dorsalfleksjon ved hjelp av en justerbar stropp.



X Brace

Denne enkle, men svært effektive, elastiske fotortoser kan lindre smerter knyttet til plantar fasciitt, betennelse i hælen og overpronasjon. Gir god støtte og reduserer presset på fotbuen på samme måte som taping, uten behovet for hverken tape, tidsbruk eller kunnskapen som trengs for å tape riktig.



DeRoyal EU8070 Leggstøtte

En varmende og kompresjonsgivende leggstøtte i NeoTex. Støtten er anatomisk utformet og kan tilpasses i lengden for individuell tilpasning. For behandling av underbensproblem, f. eks. benhinnebetennelse.



DeRoyal 8060 Lårstøtte

Anatomisk lårstøtte med justeringsmulighet i overkant. Laget av NeoTex, som gir god kompresjon og stabilitet.



Cramer Leggstøtte Neoprene

Gir kompresjon og skaper varme. Til bruk ved muskelstrekker i leggen, blåmerker eller stive og såre muskler, eller for å forebygge kramper.



MediRoyal ARX302 Basic

En lettere ortose som gir støtte for både kneledd og kneskål. Har spiralfjærer på sidene og en knepelott av ARX-material. Til indikasjoner som lettere kne- og patellainstabilitet og betennelse eller artrose i kneleddet.



MediRoyal ARX301 Basic

En lett kneortose laget av ARX material som gir god ventilasjon. Ortosen har spiralfjær på sidene. Anatomisk design med integrert friksjonssystem i lårdelen for å sikre at ortosen holder seg på plass under aktivitet. Til indikasjoner som lettere kneinstabilitet og betennelse eller artrose i kneleddet.



MediRoyal CRX601 Basic

Kneortose med lav profil og anatomisk design med tre kompresjonszoner. Den midterste delen av ortosen har høyest kompresjon for å motvirke hevelse rundt kneleddet. En god ortose for blant annet lokale hevelser i og rundt kneet etter skade.



MediRoyal ARX312 Liga Light

Middels stabil kneortose med dobbelledd skinne i aluminium og to flyttbare elastiske borrelåsbånd. For indikasjoner som instabilitet i kneleddet på grunn av skade på sideligamenter eller menisk, patella-instabilitet og betennelse eller artrose i kneleddet.



MediRoyal NRX414 Liga X Wrap

Stabil kneortose med hel borrelåsåpning foran, noe som gjør den svært enkelt å ta på og av for pasienter som ikke kan dra ortosen over fot og ankel. Utstyrt med dobbel-ledd skinne og leddbeskyttelse i Kevlar® og faste bånd over lår og under kneet.



MediRoyal NRX450 Liga X Hybrid

Stabil kneortose for ligamentskader i kneleddet. Den har et nytt design som er sirkulært nederst og med overlapp-festing øverst. Dette gir en stor fordel på muskuløse og koniske lår.



MediRoyal ARX515 Liga Light Wrap

Middels stabil kneortose med hel åpning med borrelåsfester foran. Dette gjør at ortosen er svært enkel i bruk, også for personer med vanskeligheter for å bøye seg helt ned for å tre ortosen over foten.



MediRoyal NRX411 Liga X

Stabil kneortose for ligamentsskader i kneleddet som fremre korsbandsskader, kollateralligamentskader i kombinasjon med menisk, mild artrose, hyperextensjonsproblem eller allmenn kneinstabilitet.



Mueller Hg80 Knestøtte m/Skinne

Knestøtte med en kraftig aluminiumsskinne og pelotter under kneskålen. Pustende og svette-transporterende materiale (HydraCinn).



MediRoyal ARX910 Post-Op Kort

En kort, immobiliserende kneortose for bruk postoperativt og under rehabilitering. Det er dokumentert svært gode resultater ved bruk av immobiliserende kneortose til behandling av Osgood Schlatters.



MediRoyal ARX912 Post-Op Lang

En lang kneortose for bruk postoperativt og under rehabilitering. Modellen har borrelåslukking foran, noe som gjør at den kan legges rundt kneleddet uten at man må bøye seg ned og dra den over foten og opp benet.



MediRoyal CRX609 Liga X ROM

Stabil kneortose laget av et flatstrikket kompresjonsmateriale med tre kompresjonssoner og med integrert silikonpelott. Den er utstyrt med kort ROM-ledd i A6061 aluminium.



MediRoyal ARX330 Patella Luxation

En meget smidig, effektiv liten kneortose for patella sublusjon som er designet for å gi en så lav profil som mulig for at den skal kunne bæres under vanlige klær.



MediRoyal NRX420 Patella Tendon

En liten, diskret og effektiv ortose for problemer med patella. Under patella ligger det en pelott med friksjonsmateriale på overflaten for effektiv støtte.



DeRoyal 8852 Kneestropp

Kneestroppen gir en støtte og avlastning for kneskålen ved plager som Schlatters eller Jumpers Knee.



MediRoyal NRX431 Patella Large

Lang kneortose med spiralfjærer og en lateral pelott med elastiske festebånd som gir effektiv støtte. Modellen er designet sånn at støtten ligger lateralt, og den finnes derfor i høyre- og venstremodell.



MediRoyal NRX421 Patella Tendon Long

Designet for problemer med patellarsenen. Ortosens pelott er plassert over patellarsenen med to elastiske bånd som kan festes bak på ortosen. Brukes ved plager som Schlatters, Jumpers Knee eller lignende problemer/smerter.



MediRoyal CRX612 Liga Spring

Ortosen har to elastiske borerelåsbånd som festes på trekket over spiralfjærene. Det gjør at man kan feste båndene medialt nedentil og lateralt ovenfor for diagonal støtte.



DeRoyal 4442 Armslynge

Armslynge med ekstra stabiliserende armbånd. For immobilisering av arm/skulder, postoperativt samt avlastning ved bløtvevsskader. Laget i et perforert skummateriale for høy komfort og ventilasjon.



DeRoyal EU8010 Skulderst. Sport

Skulderbeskyttelse designet for å gi stabilitet og kompresjon. Laget i Neotex, ett materiale særs egnet for nettopp stabilitet og kompresjon. Den kan brukes både på høyre og venstre skulder gjennom den unike løsningen med spennebåndet.



DeRoyal EU8011 Stabil

Ekstra stabil skulderbeskytter med stropper. Mot luksasjon. Den kan brukes både på høyre samt venstre skulder gjennom den unike løsningen med spennebåndet.



DeRoyal 3001 Nøkkelbensbandasje

Ved skader på nøkkelbenet. På en enkel og effektiv måte stabiliserer bandasjen nøkkelben og aksleledd. Bandasjen er laget av et ikke absorberende materiale hvilket gir rom for hygienisk stell uten å måtte ta av bandasjen.



Mediroyal NRX940 ErixThree Neuro

Skulderortose som er utviklet for neurologiske sykdommer hvor muskulaturen rundt skulderleddet til pasienten er svak eller helt borte. Dette fører ofte til at skulderleddet får en fremre sublaksasjon.



MediRoyal MR4926 Dorsum Flexi

Todelt modell lager i et ventilerende og elastisk materiale. Den todelte løsningen gjør at høyden foran er fleksibel, noe som gjør denne modellen passende for personer med brede hofter og smal midje eller kraftig buk.



DeRoyal MR8830 Ryggstøtte

Ortosen gir god støtte og avlastning for ryggen. Ved hjelp av det ekstra bandet kan støtten justeres individuelt. I ryggpartiet finnes et NeoTex materiale innsydd som gir varme for korsryggen.



DeRoyal MR8815 Håndledd

Denne støttebandasjen gir en lett støtte over håndleddet. Den er laget av NeoTex som gir en varmeeffekt. Justerbart bånd rundt håndleddet.



DeRoyal MR8811 One-Size Håndledd

Laget for å gi støtte over håndleddet. Metallskinnen som ligger i hånden kan formes individuelt.



MediRoyal Neptune Mid MR2335

Mellomlang tommelortose for god støtte over thenarmuskulaturen. Indikasjoner er smerte, overbelastning eller ligamentskader i CMC- eller MP-leddene, artrose eller reumatiske problemer.



MediRoyal MR2351 NRX Medium

Innovativ tommelortose kombinert med et stykke lavtemperatur termoplast. På innsiden av bandasjen finnes en lomme for platen. Platen kan formes enten direkte på pasienten eller direkte i lommen.



ARX Buddy Loops 13mm

ARX Buddy Loop er andre generasjon av borrelås. En fantastisk oppfinnelse! De to myke overflatene fester effektivt mot hverandre uten bruk av borrelås.



DeRoyal 670 Finger Hugger

Dynamisk og/eller statisk støtte i en og samme ortose. Justerbar kompresjon ved hevelse med snøreløsning. Brukes post-fingerfraktur, ved strekkskader, ligament og seneskader samt Boutonnieredeformitet og droppfinger.



DeRoyal MR8822 Albestøtte

Gir en lett støtte og kompresjon til albuen under aktivitet. Brukes ved milde smerter eller instabilitet i albueleddet.



DeRoyal MR2600 Epi-Strap

Kombinasjon av en rigid spenne og et mykt bånd. Den er laget av et høyteknologisk materiale med en kjerne av termoplast. Resultatet er et fleksibelt og funksjonelt bånd med god støtte. Omkretsen er justerbar med borrelås som kan festes hvor som helst på overflaten.



DeRoyal Albestøtte med HEC T3

Ortosen som forhindrer overstrekk eller hyperekstensjon av albuen. Dobbeltleddede aluminiumsskinner og to regulerbare stropper forhindrer overstrekk.



MediRoyal EU515 Halskrage

Avlastning for nakke og hals ved mindre lidelser. En myk halskrage i polyesterskum for den beste støtte og passform. Ideell å bruke når en lett støtte behøves.



MediRoyal MR516 Halskrage

Mediumstabil halskrage laget av polyesterskum av høy densitet. Kragen er anatometisk utformet for haken og med en stabil bakside hvor feste for borrelåsen er plassert.



DeRoyal Nakkekrage XTW BOA Universal

Justerbar halskrage utstyrt med BOA® Technology. BOA® systemet er utformet slik at kragen kan justeres i høyden helt trinnløst. Det vil si at kragen kan tilpasses praktisk talt hvilken som helst pasient.



Muellerguard Tannbeskytter

Rask og enkel å tilpasse, gir god beskyttelse og lav profil for ikke å "være i veien". Inneholder ikke lateks og har lang levetid. Tilpasningsprosessen gjøres med kaldt vann og kan gjøres igjen og igjen ved behov.



SafeTGard Nesebeskytter

Gir god beskyttelse selv mot harde støt. One-Size nesebeskytter med tilpasningsvennlige stropper. Nesebeskytteren er designet for å ikke forstyrre synet ved bruk.



Mueller Pro Knebeskytter

Pro-nivå kneputer med 1/2" lukket celleform for høyeste nivå av støtdemping. Belagt med slitesterkt, lettglidende materiale. Produktet er åpent bak kneet for å få bedre bevegelsesfrihet og en mer behagelig passform.



DeRoyal MR8102 Knebeskytter

Knebeskyttelsen er anatometisk tilpasset for å oppnå optimal komfort med optimal funksjon. Den støtdempende Kevlar™-puten er utformet for å beskytte hele kneet under aktiviteten. Med dens unike form oppnås god demping ved samtlige fallvinkler.

Besøk vår nettbutikk
www.alfacare.no

ALFACare

Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden
www.alfacare.no, post@alfacare.no, tlf: +47 35 02 95 95